

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cadherina-17 (Li Cadherina) Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q12864

Numero articolo: CM0011713



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Cadherina-17 umana (LI-cadherina) validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA e cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per studi di adesione cellulare e organizzazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LI Cadherina/Cadherina-17 Anticorpo monoclonale Coniglio
Note/Alias	HPT1; CDH16; HPT-1; LI Cadherina/Cadherina-17
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1015
ID Gene	1015
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della LI Cadherina/Cadherina-17 umana (Q12864)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12864
Peso Proteico	92 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio