


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cadm3 Per Wb Ed Elisa - Q8N126

Numero articolo: CM0026663



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CADCAM3 umano (NECL1, SynCAM3) validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica sull'adesione cellulare e l'organizzazione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-CADM3
Note/Alias	BlgR; NECL1; TSLL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-330 di CADM3 umano (NP_001120645.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N126
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio