


Anticorpo Policlonale Anti-Cadps Per Wb, Elisa - Q9ULu8

Numero articolo: CM0013407



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su CADPS/CAPS-1 umano, validato per Western blot e ELISA. Cross-reatta con topo e ratto, ideale per studi di neuroscienze e secrezione endocrina che coinvolgono l'esocitosi di vescicole a nucleo denso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CADPS Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8618
Gene ID	8618
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1020-1100 di CADPS umano (NP_899630.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9ULU8
Peso proteico	153kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio