


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Calbindina Per Wb - P05937

Numero articolo: CM0004722



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Calbindina ad alta specificità per applicazioni WB, IF-P, ELISA. Validato su campioni di uomo, topo e ratto. Rileva la calbindina endogena a 30 kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio e la diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Calbindina Rabbit mAb
Note/Alias	CALB; D-28K; Calbindina
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	793
GeneID	793
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Calbindina umana (P05937).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05937
Peso proteico	30 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio