


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Calbindina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Numero articolo: CM0016646



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Calbindina validato per Western blot (WB), IHC-P ed ELISA. Riconosce la Calbindina umana, murina e di ratto. Generato utilizzando un immunogeno ricombinante a lunghezza completa. Indicato per la ricerca sulla segnalazione del calcio, sulla vitamina D e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Calbindina
Note/alias	CALB; D-28K; Calbindina
Specie	Uomo
ID gene (umano)	793
ID gene	793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 della Calbindina umana (NP_004920.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P05937
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante