


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Calbindin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Numero articolo: CM0015912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Calbindina umana (CALB; D-28K) per Western blot, IHC su paraffina ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto; rileva una proteina di circa 30 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calbindin Rabbit pAb
Note/alias	CALB; D-28K; Calbindina
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	793
GeneID	793
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 della Calbindina umana (NP_004920.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P05937
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante