


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Calca Per Ihc-P, Elisa - P06881

Numero articolo: CM0020097



introduzione

CALCA Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il peptide correlato al gene della calcitonina umano 1 (alpha-CGRP), validato per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Ideale per la ricerca sulla vasodilatazione e sui neuropeptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CALCA Rabbit pAb
Note/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	796
ID del gene	796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-128 di CALCA (NP_001029125.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06881
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio