

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Calcineurina A Per Wb, Elisa - Q08209

Numero articolo: CM0010764



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Calcineurina A validato per WB ed ELISA; rileva PPP3CA umano, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione del calcio, sulla trascrizione mediata da NFAT e sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Calcineurina A
Note/Alias	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCIID; CALNA1; IECEE1; Calcineurina A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5530
ID Gene	5530
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 422-521 della Calcineurina A umana (Q08209).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08209
Peso Proteico	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio