

Anticorpo Policlonale Anti-Calcoco1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9P1Z2

Numero articolo: CM0027366

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CALCOCO1, un coattivatore della trascrizione coinvolto nella segnalazione Wnt e nelle vie dei recettori nucleari. Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CALCOCO1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Cocoa; PP13275; calphoglin; CALCOCO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57658
GeneID	57658
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9P1Z2
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio