

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Calcrl Per Wb, Elisa - Q16602

Numero articolo: CM0029858



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CALCRL di alta qualità validato per WB ed ELISA. Rileva CALCRL umano, murino e ratto (CRLR; CGRPR), un recettore chiave per il peptide correlato al gene della calcitonina e l'adrenomedullina. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neurobiologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CALCRL Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10203
ID Gene	10203
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 346-445 del CALCRL umano (NP_005786.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16602
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio