

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cald1 Per Wb Ed Elisa - Q05682

Numero articolo: CM0030963

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-CALD1 per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce la caldesmon umana, una proteina legante l'actina e la miosina che regola la contrazione del muscolo liscio e la motilità delle cellule non muscolari. Ideale per la ricerca cardiovascolare e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CALD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	800
ID Gene	800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 della CALD1 umana (NP_004333.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q05682
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio