

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caldesmon/Cdm Per Ihc-P, Elisa - Q05682

Numero articolo: CM0012650

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità anti-Caldesmon/CDM, validato per IHC-P e ELISA. Rileva la Caldesmon umana, una proteina legante l'actina che regola la contrattilità delle cellule muscolari lisce e non muscolari, oltre alla mitosi e alla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Caldesmon/CDM Rabbit mAb
Note/Alias	CDM; HCAD; LCAD; h-CD; H-CAD; L-CAD; NAG22
Specie	Umana
GeneID (Umana)	800
GeneID	800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-436 della Caldesmon/CDM umana (NP_149129.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q05682
Peso proteico	120-150kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio