


Anticorpo Policlonale Anti-Calhm1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu99

Numero articolo: CM0025147



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al CALHM1 umano (FAM26C), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Adatto per lo studio della percezione del gusto, dell'omeostasi del calcio e della segnalazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CALHM1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FAM26C; CALHM1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	255022
GenelD	255022
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IU99
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio