


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Calhm2 Per Wb E Elisa - Q9Ha72

Numero articolo: CM0014652



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-CALHM2 convalidato per Western blot e ELISA. Rileva CALHM2 umano e di ratto, un canale modulatore dell'omeostasi del calcio coinvolto nel rilascio di ATP, nella neuroinfiammazione e nella trasmissione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CALHM2 Rabbit pAb
Note/Alias	FAM26B; CALHM2
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	51063
Gene ID	51063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di CALHM2 umano (NP_057000.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q9HA72
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio