


Anticorpo Policlonale Anti-Calm2 Per Wb E Elisa - P0Dp24

Numero articolo: CM0028309



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la calmodulina-2 CALM2 umana, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Fondamentale per studi di segnalazione del calcio, biologia del centrosoma e ricerca cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CALM2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
Specie	Umana
GeneID (umano)	805
GeneID	805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-149 di CALM2 umana (NP_001734.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse
SWISS	P0DP24
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio