

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Calm3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62158

Numero articolo: CM0012903

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la CALM3 (calmodulina 3) umana, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Proteina da 16kDa. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CALM3 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Specie	Umana
GeneID (umano)	808
GeneID	808
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-140 della CALM3 umana (NP_005175.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62158
Peso della proteina	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio