

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Calmegin (Clgn) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14967

Numero articolo: CM0002108

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità contro il Calmegin umano (CLGN), adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per studi di biologia riproduttiva sulla spermatogenesi e la fertilità maschile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calmegin Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CLGN; Calmegin
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-350 del Calmegin umano (O14967)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14967
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio