

Anticorpo Policlonale Anti-Calmodulina 1/2/3 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Numero articolo: CM0013335



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Calmodulina umana 1/2/3, adatto per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva tutte e tre le isoforme della calmodulina in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione del calcio e sulla regolazione dei canali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Calmodulina 1/2/3 pAb di Coniglio
Note/Alias	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	801/805/808
ID Gene	801/805/808
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-149 della Calmodulina umana 1/2/3 (NP_008819.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio