


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Calmodulina 1/2/3 Per Wb, Elisa - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

Numero articolo: CM0016823



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Calmodulina 1/2/3 convalidato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Mir alla calmodulina umana, del mouse e del ratto, un importante trasduttore del segnale di legame del calcio. Anticorpo ricombinante da coniglio per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calmodulina 1/2/3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	801/805/808
GeneID	801/805/808
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 70-149 della calmodulina umana 1/2/3 (NP_008819.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio