

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Calmodulina (Calm3) Per Wb, If/Icc, Elisa - P62158

Numero articolo: CM0015505

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la calmodulina umana (CALM3) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Ideale per studi sulla segnalazione del calcio e sulla regolazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CALM3 Coniglio pAb
Note/Alias	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Specie	Umano
GenelD (umano)	808
GenelD	808
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-149 della CALM3 umana (NP_001734.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P62158
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio