

Anticorpo Monoclonale Anti-Calnexina Per Wb, Elisa - P27824

Numero articolo: CM0010513

introduzione

mAb rabbit anti-Calnexina per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani. Bersaglia la proteina calnexina di 68 kDa, una chaperone chiave del reticolo endoplasmatico coinvolta nel controllo di qualità delle glicoproteine e nel ripiegamento proteico. Per la ricerca in biologia cellulare e molecolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit anti-Calnexina
Note / Alias	CNX; P90; IP90; Calnexin
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	821
ID gene	821
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 493-592 della Calnexina umana (P27824).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P27824
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio