

Anticorpo Policlonale Anti-Calnexina Per Wb, If, Ihc, Elisa - P27824

Numero articolo: CM0018069

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la Calnexina umana (CNX, IP90, P90), una chaperone del RE. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva la Calnexina in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul ripiegamento e il controllo di qualità delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Calnexin Rabbit pAb
Note/Alias	CNX; P90; IP90; Calnexin
Specie	Umana
GeneID (Umano)	821
GeneID	821
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-592 della Calnexina umana (NP_001737.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P27824
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio