

Anticorpo Policlonale Anti-Calpain 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07384

Numero articolo: CM0018254



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la calpaina-1 umana (CAPN1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per studi sul rimodellamento del citoscheletro e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calpain 1 Rabbit pAb
Note/alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Specie	Umana
GeneID (umana)	823
GeneID	823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 355-530 della calpaina 1 umana (NP_005177.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P07384
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante