

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Calpaina 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P07384

Numero articolo: CM0012767



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Calpaina 1 umana (muCANP), validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sull'apoptosi e sul rimodellamento del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Calpaina 1
Note/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpaina 1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	823
GeneID	823
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della Calpaina 1 umana (P07384).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P07384
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante