


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Calpaina 1 Per Wb, Elisa - P07384

Numero articolo: CM0021313



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Calpaina 1 umana (muCANP/CANP1). Validato per WB ed ELISA, con un peso proteico di 82kDa. Ideale per studiare la proteolisi regolata dal calcio e le vie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Calpaina 1 pAb di Coniglio
Note/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpaina 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	823
ID Gene	823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-330 della Calpaina 1 umana (NP_005177.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07384
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio