

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Calpain 2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Numero articolo: CM0027539



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Calpain 2 umana. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della proteolisi mediata dalla calpaina e della trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calpain 2 coniglio pAb
Note/Alias	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; Calpain 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	824
GeneID	824
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-700 della Calpain 2 umana (NP_001739.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB,IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P17655
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio