


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Calponina 1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51911

Numero articolo: CM0005579



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Calponina 1 umana (CNN1, SMCC). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla contrazione del muscolo liscio e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-Calponina 1
Note/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1264
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 198-297 della Calponina 1 umana, NP_001290.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51911
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio