


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Calponin-1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P51911

Numero articolo: CM0010147



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante diretto contro la Calponin-1 umana (CNN1, SMCC). Convalidato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla contrazione della muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Calponin Rabbit mAb
Note/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1264
ID gene	1264
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 198-297 della Calponina umana (P51911).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51911
Peso proteico	33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio