


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Calponina-1 Per Wb, Elisa - P51911

Numero articolo: CM0018808



introduzione

Anticorpo policlonale derivato da coniglio diretto contro la Calponina-1, prodotto contro una proteina di fusione ricombinante. Ideale per applicazioni di Western blot ed ELISA nella ricerca sulla muscolatura liscia. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calponina pAb di coniglio
Note/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1264
ID Gene	1264
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-297 della calponina umana (NP_001290.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51911
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio