


Anticorpo Monoclonale Anti-Calreticulina [Convalidato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Numero articolo: CM0008871



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-calreticulina di origine murina, convalidato KO, per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia CALR, una chaperonica del reticolo endoplasmatico da 47 kDa coinvolta nel ripiegamento proteico e nell'omeostasi del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb murino anti-Calreticulina [Convalidato KO]
Annotazioni/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	811
GeneID	811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-203 della calreticulina umana (NP_004334.1)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27797
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio