


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Calreticulina (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27797

Numero articolo: CM0002119



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato KO mirato alla Calreticulina umana (CRT/ERp60). Reagisce con umano, topo e ratto. Confermato per WB, IHC-P ed ELISA. Chaperone ER e proteina legante il calcio coinvolta nel ripiegamento delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Calreticulina mAb Coniglio
Note/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; [Validato KD] Calreticulina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	811
Gene ID	811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-203 della Calreticulina umana (NP_004334.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27797
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio