


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Calreticulina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Numero articolo: CM0017778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la calreticulina validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la calreticulina umana, di topo e di ratto. Ideale per studiare la funzione chaperone del reticolo endoplasmatico, l'omeostasi del calcio e il ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Calreticulina
Note/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina
Specie	Umana
GeneID (umano)	811
GeneID	811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-203 della Calreticulina umana (NP_004334.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P27797
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio