

Anticorpo Policlonale Anti-Calretinin Per Wb, Ihc, If, Elisa - P22676

Numero articolo: CM0029459

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Calretinin validato per WB, IHC, IF, ELISA. Rileva proteina da 32kDa in umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'omeostasi del calcio e sulla plasticità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Calretinia pAb Coniglio
Note/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	794
Gene ID	794
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-271 della Calretinina umana (NP_001731.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22676
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio