

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Calretinina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

Numero articolo: CM0004135

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio diretto contro la calretinina (CALB2), una proteina legante il calcio di 32 kDa. Validato in WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Coniglio anti-Calretinina
Note/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Specie (target)	Umano
GeneID (umano)	794
GeneID	794
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-271 della Calretinina umana (NP_001731.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22676
Peso molecolare proteina	32 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante