

Anticorpo Monoclonale Anti-Calsequestrina 1 Per Wb, If-P, Elisa - P31415

Numero articolo: CM0002789

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Calsequestrina 1 (CASQ1) umana, adatto per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dello stoccaggio del calcio e della contrazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-Calsequestrina 1
Osservazioni/Alias	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; Calsequestrina 1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	844
ID Gene	844
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 della Calsequestrina 1 umana (NP_001222.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31415
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio