

Anticorpo Policlonale Anti-CalU Di Coniglio Per If/Icc, Elisa - O43852

Numero articolo: CM0016544

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Calumenina (CALU) per IF/ICC ed ELISA, reagisce con l'essere umano e il ratto. Ideale per lo studio della carbossilazione dipendente dalla vitamina K e del legame del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CALU Rabbit pAb
Note/Alias	CALU; calumenina
Specie	Umano
GenelD (Umano)	813
GenelD	813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-315 della CALU umana (NP_001210.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O43852
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio