

Anticorpo Monoclonale Anti-Calumenina Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43852

Numero articolo: CM0009027

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Calumenina umana (CALU), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sulla carbossilazione dipendente dalla vitamina K e sul legame del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Calumenina Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CALU; calumenina; Calumenina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	813
ID Gene	813
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 della Calumenina umana (O43852).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43852
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio