


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Camk1D Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Numero articolo: CM0013977



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CAMK1D umano, validato in WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione della chinasi Ca²⁺/CaM e sulla funzione dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAMK1D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CKLIK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di CAMK1D umano (NP_705718.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IU85
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio