

Anticorpo Policlonale Anti-Camk1G Per Wb, Elisa - Q96Nx5

Numero articolo: CM0025173



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CAMK1G umana (CaM chinasi I gamma), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione calcio/calmodulina-dipendente e della fosforilazione di CREB1 nei tessuti neuronali e periferici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAMK1G Rabbit pAb
Note/Alias	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dj272L16.1; CAMK1G
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	57172
ID Gene	57172
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 217-476 della CAMK1G umana (NP_065172.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96NX5
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio