


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Camk2 Delta/Camk2 Gamma Per Wb, Ip, Elisa - Q13557 / Q13555

Numero articolo: CM0003270



### introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale coniglio anti-CaMK2 delta/CAMK2 gamma, validato per WB, IP ed ELISA. Presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. L'anticorpo si rivolge a una chinasi cruciale per l'omeostasi del  $Ca^{2+}$  cardiaco e l'accoppiamento eccitazione-contrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | CaMK2 delta/CAMK2 gamma Coniglio mAb                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 817/818                                                                                                                           |
| GeneID              | 817/818                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di CaMK2 delta/CAMK2 gamma umano (Q13554) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | Q13557/Q13555                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 73 kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |