


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Camk2A Per Wb, If-P, Elisa - Q9Uqm7

Numero articolo: CM0006816



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CAMK2A umano (CaMKII alfa, 54kDa) per Western blot, IF-paraffina, ELISA. Cross-reattiva con mouse e ratto. Ideale per lo studio della plasticità sinaptica, della segnalazione del calcio e dell'attività chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CAMK2A Rabbit mAb
Note/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	815
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 201-300 di CAMK2A umano (NP_741960.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UQM7
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio