


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Camk2A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqm7

Numero articolo: CM0020280



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CAMK2A umano (CaMKII α) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca neuroscientifica sulla plasticità sinaptica e sulla potenziamento a lungo termine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAMK2A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	815
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 del CAMK2A umano (NP_741960.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQM7
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio