


Anticorpo Policlonale Anti-Camk2G Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13555

Numero articolo: CM0023249



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CAMK2G validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con CAMK2G di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienza e muscolo scheletrico che coinvolge la segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAMK2G Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	818
GeneID	818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-410 della CAMK2G umana (NP_751909.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13555
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio