

Anticorpo Policlonale Anti-Camk4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16566

Numero articolo: CM0029331



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano CAMK4 (CaMKIV), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Adatto per ricerche di neuroscienze, immunologia e segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	CAMK4 pRabbino pAb
Osservazioni/Alias	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	814
ID Gene	814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 304-473 del CAMK4 umano (NP_001735.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16566
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio