

Anticorpo Policlonale Anti-Camki Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14012

Numero articolo: CM0026803



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CaMKI umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Riconosce una proteina di 41kDa. Ideale per studiare la segnalazione del calcio, la differenziazione neuronale e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CaMKI pAb di Coniglio
Note/Alias	CAMKI; CaMKI
Specie Target	Umano
GeneID (Umano)	8536
GeneID	8536
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 271-370 di CaMKI umano (NP_003647.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q14012
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio