


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Camki Per Wb Ed Elisa - Q14012

Numero articolo: CM0004890



introduzione

mAb di coniglio CaMKI validato per WB ed ELISA con reattività verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dipendente da calcio/calmodulina, sullo sviluppo neuronale e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio CaMKI
Note/Alias	CAMKI; CaMKI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8536
GeneID	8536
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CaMKI umano (NP_003647.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14012
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio