


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Camkii Delta (Camkd) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13557

Numero articolo: CM0004372



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per CaMKII delta (CAMKD) per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani e di topo. Adatto per lo studio della segnalazione del calcio cardiaco e dell'insufficienza cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CaMKII delta mAb di coniglio
Note/Alias	CAMKD; CaMKII delta
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	817
GeneID	817
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CaMKII delta umana (Q13557)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13557
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio