


Anticorpo Policlonale Anti-Camkii Delta Per Wb, Elisa - Q13557

Numero articolo: CM0015392



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CaMKII delta umano (CAMKD) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per lo studio della segnalazione del calcio nel muscolo cardiaco e scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CaMKII delta Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAMKD; CaMKII delta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	817
GeneID	817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di CaMKII delta umano (NP_742125.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q13557
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio