


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Camkii Per Wb E Elisa - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

Numero articolo: CM0006696



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CaMKII (CAMK2A/B/D/G), convalidato per WB e ELISA. Riconosce le isoforme di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della plasticità sinaptica, della segnalazione del calcio e dell'attività chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CaMKII Rabbit mAb
Note/alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	815/816/817/818
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 della CaMKII umana (NP_741960.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
Peso proteico	54kDa/72kDa/56kDa/62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio