


## Anticorpo Policlonale Anti-Camkii Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q13554

Numero articolo: CM0020344



### introduzione

pAb di coniglio anti-CaMKII validato per WB e ELISA, reagisce con Umano, Topo, Ratto. Sottounità beta CaMKII coinvolta nella plasticità sinaptica e nel segnale del calcio. Immunogeno ricombinante, 73kDa. Adatto per ricerche in neuroscienze e muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | pAb di coniglio CaMKII                        |
| Osservazioni/Alias    | CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII |
| Specie                | Umano                                         |
| ID Gene (Umano)       | 816                                           |
| ID Gene               | 816                                           |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante                         |
| Fonte                 | Coniglio                                      |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                     |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                            |
| SWISS                 | Q13554                                        |
| Peso proteico         | 73kDa                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                            |